



# wiroSPY TWIN

DOPPELKOPF STETHOSKOP

PREMIUM





# wiroSPY TWIN

## Produktbeschreibung

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marke              | care & serve®                                                    |
| Kategorie          | PREMIUM                                                          |
| Artikelbezeichnung | - care & serve® - PREMIUM   wirosPY TWIN   Doppelkopf Stethoskop |

## MDR/PSA Verwendung

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendungszweck  | Diagnosewerkzeug bei Untersuchungen zur Auskultation von Körpergeräuschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anwendungsbereich | Zur Auskultation durch medizinisches Fachpersonal von Herz, Lunge, Abdomen, Halsschlagadern, Schilddrüse und peripheren Gefäßen oder der Blutdruckbestimmung durch die auskultatorische Methode.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsgruppe  | Die Verwendung ist auf entsprechend geschultes Personal beschränkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Patientengruppe   | Stethoskope sind für alle Patientengruppen geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikation        | Das Stethoskop ist für die Untersuchung von Patienten bestimmt. Die klinische Untersuchung von Patienten hat neben den immer weiter entwickelten technischen Methoden nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sie umfasst die Auskultation von Herz, Lunge, Abdomen, Halsschlagadern, Schilddrüse und peripheren Gefäßen. Auch bei der Blutdruckbestimmung durch die auskultatorische Methode werden häufig Stethoskope eingesetzt. |
| Kontraindikation  | Keine bekannten Kontraindikationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einsatzgebiete    | Krankenhaus   Altenheim   u.a. Fachkreise<br>Arztpraxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Material

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | PP   Aluminium   Manganstahl   PVC   Zinklegierung   Silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gesundheitshinweis | Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische oder auf andere Weise schädliche Substanzen oder Allergene.<br><br>Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf. |

## Produktaufbau

|    |            |
|----|------------|
| 1. | Ohrstöpsel |
| 2. | Ohrbügel   |
| 3. | Feder      |
| 4. | Bruststück |
| 5. | Y-Schlauch |

## Standards

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichnung | Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745 |
| SRN              | DE-MF-000004956                                 |
| Basis UDI DI     | 4051642-wirosPYTWIN-MN                          |



## Anwendung

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückverfolgbarkeit | Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang.<br>Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2059 + |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# wiroSPY TWIN

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebrauchsanweisung | <p>Vor dem Gebrauch</p> <p>Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Ohrstöpsel nicht verstopft sind und der Luftdurchfluss gewährleistet ist.</p> <p>Handhabung</p> <p>Richten Sie die Ohrstöpsel nach vorne und nicht nach hinten, wenn Sie sie in den Gehörgang einführen und achten Sie darauf, dass sie gut sitzen.</p> <p>Verwenden Sie das Stethoskop ausschließlich auf nackter Haut um Störgeräusche durch Kleidung zu vermeiden. Wärmen Sie das Bruststück ggf. mit Ihrer Handfläche vor Verwendung kurz vor. Achten Sie darauf, dass die Membran mit der Haut des Patienten während des Abhörens stetig in Kontakt bleibt. Setzen Sie dafür die Membran mit leichtem Druck auf.</p> <p>Tragen Sie den PVC-Schlauch nur über der Kleidung, nicht direkt auf der Haut.</p> |                                                                                                                                                                             |
| Reinigung          | <p>HINWEIS: Tauchen Sie Ihr Stethoskop nicht in Flüssigkeiten ein und setzen Sie es keiner Dampfsterilisation aus.</p> <p>Nehmen Sie während der Reinigung die Ohrstöpsel ab.</p> <p>Reinigen Sie das Stethoskop vor jedem Gebrauch gründlich. Das gesamte Stethoskop kann mit Alkohol oder milder Seifenlauge abgewischt werden.</p> <p>Wenn eine Desinfektion erforderlich ist, kann das Stethoskop mit einer 70%igen Isopropylalkohollösung abgewischt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| Entsorgung         | Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Haltbarkeit        | 5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Lagerung           | <p>Vor Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Trocken lagern.</p> <p>Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

## Verpackung

|           |                                                                                                                          |                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Recycling | <p>Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322.</p> <p>Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.</p> |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## WWW

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF IFU | <a href="https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroSPY-TWIN.pdf">https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroSPY-TWIN.pdf</a> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Variante 1

|                     |                   |                    |                           |                           |               |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Verkaufseinheit     | 100 Stück/Karton  |                    |                           |                           |               |
| Unterverpackung     | 1 Stück/Schachtel |                    |                           |                           |               |
| Mindestbestellmenge | 1 Karton          |                    |                           |                           |               |
| Artikelnummern      | Artikelnummer     | Farbe              |                           |                           |               |
|                     | 75981412          | blau               |                           |                           |               |
|                     | 75981417          | schwarz            |                           |                           |               |
| GTINs               | Artikelnummer     | Unit of Use<br>UDI | Verpackungsebene 1<br>UDI | Verpackungsebene 2<br>UDI | Karton<br>UDI |
|                     | 75981412          | -----              | 4051642325040             | -----                     | 4051642825045 |
|                     | 75981417          | -----              | 4051642325064             | -----                     | 4051642825069 |

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.

