



wiroSPADE



HOLZ MUNDSPATEL

geglättet | abgerundete Enden

Naturmaterial – Bitte Sichtkontrolle vor Verwendung durchführen.

PREMIUM+





wiroSPADE



Produktbeschreibung	
Marke	care & serve®
Kategorie	PREMIUM+
Artikelbezeichnung	- care & serve® - PREMIUM+ wirosPADE Holz Mundspatel geglättet abgerundete Enden Naturmaterial – Bitte Sichtkontrolle vor Verwendung durchführen.
Eigenschaften	geglättet abgerundete Enden

MDR/PSA Verwendung	
Verwendungszweck	Medizinisches Einweghilfsmittel aus Holz als Diagnosehilfe unter anderem zum Wegdrücken der Zunge und Aufklappen der Wangen, um einen besseren Einblick in die Mundhöhle und den Rachenraum nehmen zu können
Anwendungsbereich	Herunterdrücken der Zunge zur Untersuchung der Mundhöhle Aufklappen der Wangen zur Inspektion der Schleimhäute etc. Differenzierung bestimmter Schleimhautläsionen Verteilen von Salben oder Pasten auf Tampons oder Verbänden
Anwendungsgruppe	Die Verwendung ist auf entsprechend geschultes Personal beschränkt.
Patientengruppe	Holzspatel sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Herunterdrücken der Zunge zur Untersuchung der Mundhöhle Aufklappen der Wangen zur Inspektion der Schleimhäute etc. Differenzierung bestimmter Schleimhautläsionen Verteilen von Salben oder Pasten auf Tampons oder Verbänden
Kontraindikation	Verwendung bei immungeschwächten Patienten und Frühgeborenen. Unsterile Holzprodukte sollten nicht zur Sammlung, Handhabung und Verarbeitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen verwendet werden.
Einschränkung	Naturmaterial – Bitte Sichtkontrolle vor Verwendung durchführen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Labor Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie



Material	
Material	Birkenholz
Gesundheitshinweis	Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen oder auf andere Weise schädlichen Substanzen oder Allergene. Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Standards	
CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wirosPADE-EU





wiroSPADE



Anwendung	
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2127 +
Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass der Einwegmundspatel keine Splitter oder Bruchstellen aufweist. Verwenden Sie nur intakte und unbenutzte Einwegmundspatel. Handhabung Mit Hilfe des Einwegmundspatels die Zunge des Patienten vorsichtig fixieren und andrücken. Bei der Verwendung ist darauf zu achten, dass der Spatel nicht zu tief eingeführt wird, da sonst ein Würgereiz ausgelöst werden kann. Im Anschluss wird der Einwegmundspatel entsorgt.
Sicherheitshinweis	Naturmaterial – Vor Verwendung eine Sichtkontrolle auf Splitter und Bruchstellen durchführen.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.



Verpackung	
Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.



WWW	
PDF IFU	https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroSPADE.pdf

Variante 1					
Verkaufseinheit	5000 Stück/Karton				
Unterverpackung	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)		Toleranz
	95800500	natur	≈ 1,7 x 15 cm		± 2 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	95800500	4051642003825	4051642003290	-----	4051642503295

Variante 2					
Verkaufseinheit	5000 Stück/Karton				
Unterverpackung	100 Stück/Spender				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)		Toleranz
	95800600	natur	≈ 1,7 x 15 cm		± 2 mm





wiroSPADE



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI	
	95800600	4051642003832	4051642003306	-----	4051642503301	

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.

